

01.12.2008

## New Balance Kollektion Winter 2009

### [zur Originalnachricht mit Bild](#)

Passform ist für New Balance ein ganzheitliches System, ein ganzheitlicher Ansatz. Deshalb beschränken sich die Produktentwickler des amerikanischen Sportartikelherstellers nie auf einzelne Features, sondern sehen immer den ganzen Fuß. Im eigenen hochmodernen Forschungslabor werden in Zusammenarbeit mit führenden Hochschulen neue biomechanische Messmethoden entwickelt. So konnten 54 kritische Punkte in Bezug auf die Passform identifiziert werden, die bei der Entwicklung des perfekt passenden Laufschuhs eine Rolle spielen. Neue Modelle werden anschließend in ausgiebigen Praxistests - über 400.000 gelaufene Kilometer pro Jahr - geprüft.

So entstand auch der neue Leisten PL-1, den New Balance bereits in einigen Modellen im Sommer 09 präsentierte. Hier testeten nicht nur amerikanische, sondern auch asiatische und europäische Läufer. Dieses Testteam führte zu über 400 Expertenmeinungen und mehrfachen Optimierungsprozessen, bis der PL-1 den Ansprüchen von New Balance gerecht wurde. Das Ergebnis ist eine hervorragende Passform durch den engeren Fersensitz und eine Volumenreduzierung der Zehenbox.

### 1225 Supportive Cushioning

Ein Hochleistungstrainer für Läufer, die moderate Stützeigenschaften und außergewöhnliche Dämpfung wünschen. Der neue Leisten PL-1 sorgt für eine hervorragende Passform und ein attraktives Erscheinungsbild. Das N-ERGY Dämpfungssystem besteht aus einem Zweikomponenten-Material, das einerseits Festigkeit und Haltbarkeit und andererseits Flexibilität und Elastizität gewährleistet. Das sehr formbare und elastische Material geht nach der Belastung sehr schnell in seine ursprüngliche Form zurück. Die biomechanisch entwickelte Einheit ist in die Zwischensohle integriert.

Das aktiv stützende Element Stabilicore leitet geschmeidig von der Ferse zu den Zehen über. Nahtfrei verarbeitetes Innenfutter Phantom Liner sorgt für beste Klimakontrolle und hohen Tragekomfort.

### 769 Supportive Cushioning

Nicht nur das aktuelle Design lässt den 769er dynamischer erscheinen, sondern vor allem der verwendete neue Leistentyp PL-1. Dieser Laufschuh bietet eine Mischung aus Dämpfung und leichter bis moderater Antipronationsstütze.

Die ACTEVA Lite® Zwischensohle bietet hervorragender Dämpfung bei geringem Gewicht. Sowohl Laufanfänger als auch Wettkampfläufer können sich auf optimale Schockabsorption und Verteilung der Aufprallkräfte dank des EVA Gemischs ABZORB® DTS im Rückfuß und ABZORB® im Vorfuß verlassen.

Torsionale Stabilität bei gleichbleibender Dynamik wird durch die Mittelfußbrücke Stability Web® gewährleistet. Die mediale Stütze in zwei Härtegraden TS2® Post korrigiert Überpronation und ermöglicht ein flüssigeres Abrollverhalten.

#### 1063 Cushioning

Der 1063er bietet ein Höchstmaß an Laufkomfort. Seine ABZORB FL® Zwischensohle, die ABZORB DTS® Dämpfungselemente im Rückfuß sowie das ABZORB-SBS® im Vorfuß fangen alle Stöße auf. Der neue Leisten PL-1 kombiniert mit dem N-Lock® Schnürsystem sorgt für eine perfekte Passform. Das Stability Web® ist für höhere Torsionsstabilität zwischen Vor- und Rückfuß im Einsatz. Beste Klimakontrolle und hoher Tragekomfort werden durch das nahtfrei verarbeitete Innenfutter Phantom-Liner® und die Cocona® Technologie gewährleistet.

#### 758 Cushioning

Ein leichter, neutraler Trainingsschuh für sportliche Läufer. Dieses auf dem neuen Leisten PL-1 aufgebaute Modell bietet mit seiner N-ERGY Dämpfungstechnologie maximalen Komfort und optimale Passform. Die hochwertige Meshkonstruktion Lightning Dry® regelt wirkungsvoll den Feuchtigkeitstransfer. Das nahtfrei verarbeitete Innenfutter Phantom Liner beugt Hautirritationen vor.

*spoteo - Sporttechnologie online*

<http://www.spoteo.de/>

*Kontakt: kontakt@spoteo.de*